



**确保血糖检测准确性的
最值得信赖的解决方案**

目前在中国生产



Your product, actively protected™

Aptar 
CSP Technologies

为血糖检测试纸提供下一代保护

领先的活性材料科学解决方案，提供准确的检测结果

血糖检测是成功管理糖尿病和预防其并发症的关键组成部分。为确保最佳的糖尿病管理，血糖试纸必须防潮，以免影响试纸的性能并对测试结果的准确性造成影响。

Aptar CSP Technologies 3-Phase Activ-Polymer™ 专利技术，是基于活性材料科学的解决方案，能够保护血糖检测试纸条免受水分暴露，从而影响检测的准确性。Activ-Vial™ 解决方案拥有双色注塑的3-Phase Activ-Polymer™ 材料，完全包围检测试纸（图1）。使用过程中，Activ-Polymer™ 材料能够确保Activ-Vial™ 解决方案内部最佳的微环境，保持货架期产品的稳定性长达24个月以上（图2），在使用期限内为患者提供准确的检测结果。

为什么选择Aptar CSP Technologies?

• 确保检测准确性

吸收水分，为产品提供无与伦比的保护，确保血糖检测的稳定性，提供准确的检测结果。

• 提升用户体验

领先的密封技术只需要很小的力就能打开瓶盖，确保友好的用户体验。

• 简化供应链管理

本地化生产简化供应链，缩短交货时间，加快产品上市。

• 全球领先品牌的信赖

全球领先品牌信赖我们的技术，确保最佳的血糖试纸保护。




图1：Activ-Vial™ 解决方案




图2：Activ-Vial™ 解决方案的（水蒸气）渗透模型

